



SPEKTRON PPG-302

Травильная паста для нержавеющей стали

ТИП	Реактив для химической очистки нержавеющей стали методом травления.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА	Паста не содержит плавиковую кислоту, по этой причине менее вреден, с гелем удобно работать, нет паров. Не токсичен, не едкий, не раздражает кожу, без запаха.
ПРИМЕНЕНИЕ	Использовать неразбавленным. Разместить при помощи палочки из пластика или нержавеющей стали (металлические изделия не использовать!). Нанести достаточный слой продукта на обрабатываемую поверхность ПВХ-кистью или методом распыления. Оставить на время от 30 до 120 мин., в зависимости от марки стали, толщины и типа сварки. Перед очисткой изделия сварной шов можно обработать щеткой из нержавеющей стали. После травления выполнить промывку струей воды под высоким давлением. P.S. Преимущество наших гелей отправка в виде концентрата.
ХРАНЕНИЕ	Мы рекомендуем хранить средство в проветриваемом или вентилируемом помещении. Контейнеры должны быть плотно закрыты, храниться в вертикальном положении и в труднодоступном для посторонних людей месте. Срок хранения при комнатной температуре составляет 2 года.

